

GOTO®

LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZZABILE

COMPOSITO FOTO UNIVERSALE
UTILIZZABILE CON QUALSIASI
PRIMER

- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di brackets e tubi
- fissaggio di retainers linguali
- bondaggio di tutti gli accessori in metallo, ceramica e composito
- creazione di attachments con il sistema Minimold™
- attachments per allineatori termoplastici

PRODOTTO CONSIGLIATO

RELIANCE® ASSURE® PLUS

Il PRIMER consigliato
con GOTO®
è Assure® Plus



RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



GOTO®
SIRINGA 4 gr
Cod. JGTP

1 Siringa € 53,35

€ 41,61

-22%

A RICHIESTA SCONTI
SU QUANTITATIVI

051 6240560
378 3025975

GOTO® Color Change 1 Siringa € 60,80
SIRINGA 4 gr
Cod. JGTPCC

€ 44,99

-26%

GOTO® Color Change

COLOR CHANGING LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE




NOVITÀ

ROSA PRIMA
DELLA POLIMERIZZAZIONE

TRASPARENTE DOPO
LA POLIMERIZZAZIONE
(prende il colore dello smalto)

DIRECT BONDING



NESSUN MOVIMENTO
DELL'ATTACCO



FACILE RIMOZIONE
DEGLI ACCESSI



FLUORESCENTE
ALLA LUCE UV



BONDAGGIO PULITO
E SICURO

DIGITAL INDIRECT BONDING (DIB)



ADESIVO AD ALTA VISIBILITÀ IDEALE PER DIB



DOPO LA POLIMERIZZAZIONE, L'ADESIVO HA LA STESSA
COLORAZIONE DEL DENTE



GOTO®

RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



VISCOSITÀ E TENUTA IDEALI
nessun movimento dell'attacco
sul dente (si possono posizionare
4-5 attacchi prima di polimerizzare)




PASTA TRASLUCIDA
completamente trasparente
assume il colore del dente sottostante



FACILE RIMOZIONE DEGLI ECCESSI
gli eccessi vengono rimossi
velocemente con un unico passaggio



FLUORESCENTE ALLA LUCE UV
per una facile e accurata rimozione
della pasta in eccesso. Illuminando
la superficie del dente con
una lampada UV dopo il bonding
(o dopo il debonding), la pasta
in eccesso rimasta sul dente può
essere facilmente rimossa per
garantire la completa pulizia



COMPOSITO FOTO UNIVERSALE
Utilizzabile con qualsiasi primer



**ADATTO PER IL BONDAGGIO
DI ATTACHMENTS**
per bondare qualsiasi tipo
di attachments sul dente o crearli
con l'utilizzo delle forme
in silicone del sistema Minimold™



**VISCOSITÀ IDEALE
PER CONSENTIRE
IL PRECARICO
DI TRAYS**
per la realizzazione
di attachments

ASSURE® PLUS

ALL SURFACE BONDING RESIN

PRIMER UNIVERSALE

UTILIZZABILE SU QUALSIASI SUPERFICIE



RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS

- UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE SUPERFICI**
smalto normale, atipico, bagnato o leggermente
contaminato
- UTILIZZABILE SENZA PRIMER
AGGIUNTIVO**
- ELIMINA UMIDITÀ E CONTAMINAZIONE**
aumentando l'adesione dei brackets
su tutte le superfici
- UTILIZZABILE CON QUALSIASI
ADESIVO FOTOPOLIMERIZZABILE**

FLACONE 6 ml

Cod. JPLUS

1 Flacone € 174,90

€ **134,67**

-23%



UN OMAGGIO PER I TUOI ACQUISTI



Per ordini da € 450,00 e da € 990,00 INFO PAG.3

® LIGHT BOND®

RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZZABILE

Composito a consistente viscosità con ottime proprietà di adesione, adatto a tutti i tipi di attacchi ortodontici. Facilmente asportabile dalle superfici dentali. Gli archi possono essere posizionati immediatamente dopo la polimerizzazione dei brackets.

APPLICAZIONI CLINICHE

- bonding di brackets e tubi
- bonding intraorale di attacchi in metallo, ceramica o composito
- bonding indiretto su modelli in gesso o resina



Kit 4 Siringhe

Contenuto:
4 siringhe da 5 gr cad.
6 cc primer (2 flaconi da 3cc/cad.)
23 gr di mordenzante liquido
Accessori a corredo - Istruzioni per l'uso

SENZA FLUORO Cod. JLBEP

1 Kit € ~~244,20~~

€ **161,17** **-34%**

RIFORNIMENTI



SIRINGA 5 gr

SENZA FLUORO Cod. JLBPP
CON FLUORO Cod. JLBPPF

1 Siringa € ~~57,20~~

€ **40,04** **-30%**

RIFORNIMENTI



PRIMER 3 cc

SENZA FLUORO Cod. JLB33
CON FLUORO Cod. JLB33F

1 Primer € ~~42,35~~

€ **31,76** **-25%**

RELY A BOND®

RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



No Mix BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO AUTOPOLIMERIZZABILE

Composito con proprietà di adesione ottimale, che non richiede miscelazione, adatto a tutti i tipi di brackets. Durante il trattamento rilascia fluoro ed è facilmente asportabile dalle superfici dentali.

APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di brackets e tubi
- bondaggio intraorale di attacchi (metallo, ceramica o composito)

KIT 4 SIRINGHE

Contenuto:
4 siringhe da 3,5 gr cad.
16 gr primer
9 gr di mordenzante liquido
Accessori a corredo - Istruzioni per l'uso



Cod. JRPF

1 Kit € ~~244,20~~

€ **163,61**

-33%

RIFORNIMENTI



SIRINGA 3,5 gr

Cod. J1RPP

1 Siringa € ~~38,00~~

€ **24,70**

-35%

RIFORNIMENTI



PRIMER 16 gr

Cod. JRPRF

1 Primer € ~~100,10~~

€ **81,08**

-19%

Ⓡ FLOW TAIN™

LIGHT CURE FLOWABLE COMPOSITE

COMPOSITO FLUIDO FOTOPOLIMERIZZABILE



- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di retainers linguali e splints
- per la ritenzione di allineatori termoplastici
- per formare stop sugli archi
- per bondaggio indiretto su modelli in gesso o resina

DISPONIBILE IN DUE VISCOSITÀ

FLOW TAIN™

Kit MEDIA VISCOSITÀ

Contenuto del kit:
1 siringa da 1,5g
10 tips (19 gauge)

1 Kit € 46,75

Cod. JFT

€ 36,93

-21%

FLOW TAIN™ LV

Kit BASSA VISCOSITÀ

Contenuto del kit:
1 siringa da 1,5g
10 tips (19 gauge)

1 Kit € 46,75

Cod. JFTLV

€ 36,93

-21%

Ⓡ **RELIANCE®**
ORTHODONTIC
PRODUCTS



COMPOSITO A BASSA ELASTICITÀ,
fluido ma che non scivola
la sostanza microfill lo rende
liscio simile al vetro



ADATTO PER IL BONDAGGIO DI ATTACHMENTS

per bondare qualsiasi tipo
di attachments sul dente o crearli
con l'utilizzo delle forme
in silicone del sistema Minimold™



ADATTO PER LA CREAZIONE DI ATTACHMENTS

per la ritenzione degli allineatori
e movimenti dentali.
Colorazione A2 (Vita Shade)



NESSUN FILAMENTO

grazie alle punte sottili l'applicazione è facile,
precisa e non lascia filamenti al termine dell'utilizzo



FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

permette una veloce e accurata rimozione
del prodotto in eccesso.

VISCOSITÀ/DENSITÀ

ALTA	MEDIA	BASSA
L.C.R.™ Cod. JLCR	FLOW TAIN™ Cod. JFT	FLOW TAIN™ LV Cod. JFTLV

PRODOTTO CONSIGLIATO

Ⓡ **RELIANCE® ASSURE® PLUS**
ORTHODONTIC
PRODUCTS

Il PRIMER consigliato con FLOW TAIN™
è Assure® Plus

Cod. JPLUS

UTILIZZABILE SU
QUALSIASI SUPERFICIE

VEDI pag. 79



L.C.R.™

LIGHT CURE RETAINER ADHESIVE

ADESIVO PER RETAINER FOTOPOLIMERIZZABILE



- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

APPLICAZIONI CLINICHE

- Per bonding di retainer linguali
- Creazione di rialzi occlusali
- Ritenzione di allineatori termoplastici

SIRINGA 5 gr
Cod. JLCR

1 Siringa € 58,85

€ 41,20 **-30%**

RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



ADESIVO DENSO, VISCOSO, SPESSO
ibrido, fluido con effetto liscio simile al vetro



ADATTO PER IL BONDAGGIO DI ATTACHMENTS
per bondare qualsiasi tipo di attachments sul dente o crearli con l'utilizzo delle forme in silicone del sistema Minimold™



ADATTO PER LA CREAZIONE DI ATTACHMENTS
per la ritenzione degli allineatori e movimenti dentali. Maggiore durata di un flow tradizionale. Colorazione B1 (Vita Shade)



RESISTENTE E DURATURO
la speciale composizione lo rende più resistente nel tempo rispetto ad altri adesivi fluidi

VISCOSITÀ/DENSITÀ

ALTA	MEDIA	BASSA
L.C.R.™ Cod. JLCR	FLOW TAIN™ Cod. JFT	FLOW TAIN™ LV Cod. JFTLV

PRODOTTO CONSIGLIATO

RELIANCE® ASSURE® PLUS

Il PRIMER consigliato con L.C.R.™ è Assure® Plus

Cod. JPLUS

UTILIZZABILE SU QUALSIASI SUPERFICIE

VEDI pag. 79



FILI PER RETAINER

VEDI PAG. 58-59



FINO A -33%

Ⓜ PORCELAIN CONDITIONER

RELIANCE[®]
ORTHODONTIC
PRODUCTS



FOR BONDING TO CERAMIC CROWNS

PRIMER PER PORCELLANA

APPLICAZIONI CLINICHE

- Per aumentare l'adesione dei brackets su porcellana, zirconia e disilicato di litio
- Si consiglia l'utilizzo con il Primer Assure Plus



FLACONE da 8 CC
Cod. JPO

1 Flacone € ~~46,10~~

€ **29,97**

-35%

**PRODOTTO
CONSIGLIATO**

Ⓜ RELIANCE[®] ASSURE[®] PLUS
ORTHODONTIC
PRODUCTS

VEDI pag. 79



Ⓜ L.E.D. PRO SEAL[®]

RELIANCE[®]
ORTHODONTIC
PRODUCTS



LIGHT CURE HIGHLY FILLED SEALANT

SIGILLANTE FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA PROTEZIONE DELLO SMALTO

Sigillante fotopolimerizzabile per la protezione dello smalto per tutta la durata della cura. Crea una superficie dura e liscia che protegge lo smalto e previene la decalcificazione.

- fluorescente alla luce UV per un facile monitoraggio della copertura
- resistente all'abrasione dello spazzolino
- può essere utilizzato con qualsiasi lampada fotopolimerizzatrice
- protezione duratura nel tempo

APPLICAZIONI CLINICHE

- Protezione dello smalto
- Ideale su pazienti con problemi di igiene
- Può essere applicato sotto i brackets come un primer o intorno agli attacchi



FLACONE da 6 ml

Cod. **JLEDPRO**

Disponibile solo su prenotazione
(tempi min. 15 gg. lav.)

FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

1 Flacone € ~~135,30~~

€ **94,71**

-30%



Ⓡ PORCH ETCH™

PORCELAIN ETCHING AGENT WHIT BARRIER GEL

MORDENZANTE PER PORCELLANA

Agente a base di acido fluoridrico (4%) che penetra nelle superfici di porcellana creando microritenzioni.
Prepara le superfici in porcellana per l'applicazione del Porcelain Conditioner.

Ⓡ **RELIANCE®**
ORTHODONTIC PRODUCTS



KIT
1 FLACONE da 7 gr PORC-ETCH™ +
1 FLACONE da 3 ml GEL PROTETTORE
delle gengive e tessuti molli

Cod. **JPOE**

Disponibile solo su prenotazione
(tempi min. 15 gg. lav.)

PRODOTTI CONSIGLIATI Ⓡ **RELIANCE®**
ORTHODONTIC PRODUCTS

ASSURE® PLUS



PORCELAIN
CONDITIONER



VEDI pag. 79

VEDI pag. 84

1 Kit € ~~40,70~~

€ **28,49**

-30%

Ⓡ GEL ETCHANT

MORDENZANTE GEL

Colore verde per un visibile contrasto.
Viscosità media, ideale per la maggior parte delle applicazioni.
37% acido fosforico.

Ⓡ **RELIANCE®**
ORTHODONTIC PRODUCTS



SIRINGA GEL
da 6,5 gr colore verde
inclusi 20 beccucci

1 Siringa € ~~26,40~~

Cod. **JEGSS**

€ **19,80**

-25%

Ⓡ LIQUID ETCHANT

MORDENZANTE LIQUIDO

Colore verde per un visibile contrasto.
Viscosità media, ideale per la maggior parte delle applicazioni.
37% acido fosforico.

Ⓡ **RELIANCE®**
ORTHODONTIC PRODUCTS



FLACONE LIQUIDO
da 9 gr colore verde chiaro

1 Flacone € ~~29,15~~

Cod. **JEL9**

€ **20,11**

-31%



UN OMAGGIO PER I TUOI ACQUISTI



Per ordini da € 450,00 e da € 990,00 **INFO PAG.3**

Ⓡ BOND ALIGNER®

LIGHT CURE ALIGNER ADHESIVE

ADESIVO FOTOPOLIMERIZZABILE
PER BONDARE ATTACCHI SU ALLINEATORI



APPLICAZIONI CLINICHE

- Per formare bottoni o ganci sugli allineatori
- Per fissare attachments in metallo, ceramica o plastica direttamente sull'aligner

SIRINGA da 1,4 gr
+ 10 tips (19 gauge)

Cod. JBA

1 Siringa € 84,00

€ 67,20

-20%

PRODOTTO CONSIGLIATO

Forma bottoni tecnica Mini-Mold



VEDI pag. 29

Ⓡ RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



- PER BONDARE QUALSIASI BOTTONE O GANCIO SU TUTTI I MATERIALI TERMOPLASTICI PER ALLINEATORI



- FISSAGGIO DI BOTTONI O GANCI DIRETTAMENTE SULL'ALIGNER SENZA DISPERSIONE DI FORZE



STESSA ELASTICITÀ DEGLI ALIGNERS
si adatta alle distorsioni degli allineatori



TRASPARENTE A VISCOSITÀ MEDIA



NON NECESSITA PREPARAZIONE DELL'ALIGNER,
primer o mordenzatura

1 - APPLICARE L'ADESIVO
SULLA BASE



2 - POSIZIONARE
SULL'ALLINEATORE



3 - FOTOPOLIMERIZZARE



RISULTATO FINALE

PERFECT A SMILE® PONTIC PAINT

RESINA FOTOPOLIMERIZZABILE

DA UTILIZZARE CON GLI ALLINEATORI


Resina fotopolimerizzabile traslucida ed elastica da utilizzare con gli allineatori come riempitivo nei casi di agenesie. Soluzione estetica, rapida ed economica, disponibile in diverse tonalità. Compatibile con la maggior parte delle plastiche per aligners. Evita l'utilizzo di denti "flippers".



Colorazione (Vita Shade Guide References)	ID	Codice
A2		JPPA2
A3.5		JPPA35
B1		JPPB1
LIGHT		JPASL
MEDIUM		JPASM
D3		JPPD3
C4		JPPC4

Articoli con codice rosso disponibili solo su prenotazione (tempi min. 15 gg. lav.)

VIDEO TUTORIAL
itao.it



1 Barattolo 4 gr € 69,30

€ 53,36

-23%

RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



3 FACILI STEPS:

STEP 1 FORMARE IL DENTE SUL MODELLO

STEP 2 SCEGLIERE LA COLORAZIONE

Individuare la colorazione della resina Perfect A Smile in base all'arcata dentaria utilizzando la scala colori Vita.

STEP 3 PREPARARE L'ALIGNER

Utilizzare la resina scelta per riempire lo spazio nell'aligner tramite un pennellino microbrush fine.



VIDEO
TUTORIAL
itao.it



T.K.O.[®]

MULTI-PURPOSE COMPOSITE

GEL COMPOSITO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZZABILE



FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

- ✓ **VISCOSITÀ IDEALE PER DIVERSE APPLICAZIONI**
Composito ad alta scorrevolezza, resistente e con viscosità adatta sia per applicazioni da laboratorio sia da studio.
- ✓ **PASTA RESISTENTE CON MODESTA FLESSIBILITÀ**
ad impatto morbido, ideale per il comfort del paziente.
- ✓ **DOSAGGIO PRECISO E CONTROLLATO**
grazie agli speciali beccucci.
- ✓ **FLUORESCENTE ALLA LUCE UV**
permette una veloce e accurata rimozione del prodotto in eccesso.
- ✓ **TONALITÀ ROSA**
Favorisce il posizionamento, la rimozione e la pulizia del composito. Stessa tonalità degli apparecchi in acrilico.
- TONALITÀ TRASPARENTE**
Per la massima estetica

SIRINGA da 3,4 gr
+ 5 tips

ROSA Cod. JTKOP
TRASPARENTE Cod. JTKOC


1 Siringa € ~~41,60~~

€ 31,20 **-25%**

RELIANCE[®]
ORTHODONTIC
PRODUCTS



APPLICAZIONI CLINICHE LABORATORIO



- RIPARAZIONE APPARECCHI IN ACRILICO

VIDEO
TUTORIAL
itao.it



- APPLICAZIONI BLOCK OUT DA LABORATORIO

APPLICAZIONI CLINICHE STUDIO



- RIALZI MOLARI per aprire il morso posteriore

VIDEO
TUTORIAL
itao.it



- RIALZI OCCLUSALI per aprire il morso profondo

ULTRA BAND LOK®

LIGHT CURE COMPOMER BAND CEMENT

CEMENTO PER BANDE FOTOPOLIMERIZZABILE



APPLICAZIONI CLINICHE

- Cementazione di bande
- Realizzazione di rialzi occlusali
- Realizzazione di rialzi molari

SIRINGA da 5 gr

BLU SENZA FLUORO

Cod. JNFUBLBPP

BLU CON FLUORO

Cod. JUBLBPP

1 Siringa € 51,15

€ 39,90

-22%

A RICHIESTA SCONTI SU QUANTITATIVI

051 6240560
378 3025975

SIRINGA da 5 gr

NATURAL SENZA FLUORO Cod. JNFUBLBPP

1 Siringa € 51,15

€ 41,43

-19%

Versione con beccucci fini, **LUER-LOC**, ideali per raggiungere e applicare in maniera precisa il prodotto sui molari. Punta monopaziente, più igieniche perché evitano la contaminazione crociata.



SIRINGA LUER-LOC da 5 gr

+10 tips

BLU SENZA FLUORO

Cod. JNLLUBLBPP

1 Siringa € 62,70

€ 43,89

-30%

RELIANCE®
ORTHODONTIC PRODUCTS



FACILE RIMOZIONE DEGLI ECCESSI QUANDO SI APPLICA LA BANDA

gli eccessi vengono rimossi velocemente con un unico passaggio



ADERISCE AL METALLO PER UNA FACILE PULIZIA

Facile pulizia dei molari perché il prodotto si lega chimicamente più al metallo della banda che al dente



STESSA DUREZZA DELLO SMALTO

La consistenza del cemento è stata specificatamente progettata per avere la stessa durezza dello smalto dei denti evitando così di danneggiarli.



SIRINGA PRONTA ALL'USO
non richiede premixaggio



COLORAZIONE BLU INDICATA PER

CEMENTAZIONE DI BANDE

RIALZI MOLARI



COLORAZIONE NATURAL INDICATA PER

CEMENTAZIONE DI BANDE

RIALZI OCCLUSALI



TRASPORTO GRATUITO
PER ORDINI SUP. 200€ (AL NETTO IVA E SCONTI)



SCONTO 3% PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO

GLASSLOK™

HYDROPHILIC POWDER/LIQUID CEMENT

CEMENTO VETROIONOMERICO PER BANDE



STARTER KIT

Contenuto:
15 gr polvere
15 cc liquido (colorazione blu)
Spatole
Misurino
Pad di miscelazione
Istruzioni per l'uso



Cod. **JGLSB**

1 Kit € ~~251,90~~

€ **168,77**

-33%

RIFORNIMENTI



POLVERE 15 gr

Cod. **JGLP15**

1 Flacone € ~~128,70~~

€ **86,23**

-33%



LIQUIDO 15 cc
colorazione blu

Cod. **JGLL15B**

1 Flacone € ~~141,90~~

€ **95,07**

-33%

Articoli con codice rosso disponibili solo su prenotazione (tempi min. 15 gg. lav.)



RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS




ADERISCE AL METALLO
DURANTE LA RIMOZIONE
rendendo più facile e veloce
la pulizia



MISCELA POLVERE/LIQUIDO

DUAL CURE
attivazione chimica o con luce



MISCELA LISCIA E CONSISTENTE
COLORAZIONE BLU



ADESIONE SICURA A TUTTI I TIPI DI BANDE
ORTODONTICHE



ADERISCE IN CAMPI FORTEMENTE CONTAMINATI
(saliva, sangue o acqua)



ELEVATA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE
E ALLA TRAZIONE



CONTIENE FLUORO

PRODOTTO CONSIGLIATO

Piastre in vetro per cemento



VEDI pag. 192

MICRO APPLICATORI



Ideali per l'applicazione di adesivi liquidi o gel.

- Parte terminale orientabile
- Punta non assorbente che riduce lo spreco
- Lunghezza totale 100 mm



Punta fine

Cod. 002.8620.04

Punta regular

Cod. 002.8621.02

1 Conf. 100 pz. € ~~7,50~~

€ 4,95

-34%

KIT PENNELLINI

NOVITÀ



PER COMPOSITO

Kit in scatola deluxe composto da:

- 6 manici per pennellini composito
- 100 pennelli bianchi extra fini
- 100 pennelli bianchi fini
- 100 pennelli neri extra fini
- 100 pennelli neri fini

Misure l17 x p14 x h 4 cm

Cod. 011.100.136



€ ~~44,00~~

€ 37,40

-15%

BLOCCHETTI PER IMPASTO



In carta plastificata con fondo antisdrucchiolo.



A) Misura 5x5 cm
100 fogli cad.

Cod. 011.200.073

1 Conf. 6 pz. € ~~16,50~~

€ 13,86

-16%

B) Misura 10x10 cm
100 fogli cad.

Cod. 011.200.075

1 Conf. 6 pz. € ~~28,50~~

€ 23,94

-16%

C) Misura 12x18 cm
100 fogli cad.


Cod. 011.200.077

1 Conf. 6 pz. € ~~28,00~~

€ 23,52

-16%

ACCESSORI PER MISCELAZIONE



A) Pozzetto monouso
per miscelazione

Cod. 011.200.010

1 Conf. 50 pz. € ~~9,50~~

€ 8,08

-15%

B) Spatolina monouso
per miscelazione

Cod. 011.200.011

1 Conf. 100 pz. € ~~13,00~~

€ 11,05

-15%

C) Spatola in poliamide
per cementi, resine
acriliche e paste.
Autoclavabile

Cod. 011.200.024

1 Conf. 100 pz. € ~~29,00~~

€ 24,65

-15%



UN OMAGGIO PER I TUOI ACQUISTI



Per ordini da € 450,00 e da € 990,00 INFO PAG.3