

Offerta **ESTATE** ita **o**

dal 16 al 31 luglio

I prezzi indicati si intendono IVA esclusa - Non cumulabile con altre offerte in essere

IT182 16/07/2025

ASSURE[®] PLUS

ALL SURFACE BONDING RESIN

PRIMER UNIVERSALE



RELIANCE[®]
ORTHODONTIC
PRODUCTS



UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE SUPERFICI
smalto normale, atipico, bagnato o leggermente contaminato

UTILIZZABILE SENZA PRIMER AGGIUNTIVO

ELIMINA UMIDITÀ E CONTAMINAZIONE
aumentando l'adesione dei brackets su tutte le superfici

UTILIZZABILE CON QUALSIASI ADESIVO FOTOPOLIMERIZZABILE

1 Flacone € ~~174,90~~

FLACONE 6 ml
Cod. JPLUS

€ **131,18**



UTILIZZABILE SU QUALSIASI SUPERFICIE

GEL ETCHANT

MORDENZANTE GEL

Colore verde per un visibile contrasto.
Viscosità media, ideale per la maggior parte delle applicazioni.
37% acido fosforico.

1 Siringa € ~~26,40~~

SIRINGA GEL
da 6,5 gr colore verde
inclusi 20 beccucci

Cod. JEGSS

€ **18,48**



RELIANCE[®]
ORTHODONTIC
PRODUCTS



RELY A BOND[®]

No Mix BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO AUTOPOLIMERIZZABILE

Composito con proprietà di adesione ottimale, che non richiede
miscelazione, adatto a tutti i tipi di brackets.
Durante il trattamento rilascia fluoro ed è facilmente
asportabile dalle superfici dentali.

1 Siringa € ~~38,00~~

SIRINGA 3,5 gr
Cod. J1RPP

€ **23,56**



RELIANCE[®]
ORTHODONTIC
PRODUCTS



Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA! EXTRA! SCONTO 3%
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** ita **o**

dal 16 al 31 luglio

GOTO®

LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZZABILE

COMPOSITO FOTO UNIVERSALE
UTILIZZABILE CON QUALSIASI
PRIMER

- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di brackets e tubi
- fissaggio di retainers linguali
- bondaggio di tutti gli accessori in metallo, ceramica e composito
- creazione di attachments con il sistema Minimold™
- attachments per allineatori termoplastici

PRODOTTO CONSIGLIATO

RELIANCE® ASSURE® PLUS

IL PRIMER consigliato
con GOTO®
è Assure® Plus



RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



GOTO®
SIRINGA 4 gr
Cod. JGTP

1 Siringa € 53,35

€ **37,35**

-30%

GOTO® Color Change 1 Siringa € 60,80
SIRINGA 4 gr
Cod. JGTPCC

€ **42,56**

-30%

GOTO® Color Change

COLOR CHANGING LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE

NOVITÀ

ROSA PRIMA
DELLA POLIMERIZZAZIONE

TRASPARENTE DOPO
LA POLIMERIZZAZIONE
(prende il colore dello smalto)

DIRECT BONDING



NESSUN MOVIMENTO
DELL'ATTACCO



FACILE RIMOZIONE
DEGLI ACCESSI



DIGITAL INDIRECT BONDING (DIB)



ADESIVO AD ALTA VISIBILITÀ IDEALE PER DIB



Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA



WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA! EXTRA! SCONTO **3%**
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** ita **o**

dal 16 al 31 luglio

® LIGHT BOND®

® RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZZABILE

Composito a consistente viscosità con ottime proprietà di adesione, adatto a tutti i tipi di attacchi ortodontici. Facilmente asportabile dalle superfici dentali. Gli archi possono essere posizionati immediatamente dopo la polimerizzazione dei brackets.

APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di brackets e tubi
- bondaggio intraorale di attacchi in metallo, ceramica o composito
- bondaggio indiretto su modelli in gesso o resina



Kit 4 SIRINGHE

Contenuto:
4 siringhe da 5 gr cad.
6 cc primer (2 flaconi da 3cc/cad.)
23 gr di mordenzante liquido
Accessori a corredo - Istruzioni per l'uso

1 Kit € 244,20

SENZA FLUORO Cod. JLBEP

€ **158,73**

-35%

RIFORNIMENTI



SIRINGA 5 gr

SENZA FLUORO Cod. JLBPP
CON FLUORO Cod. JLBPPF

1 Siringa € 57,20

€ **37,18**

-35%

RIFORNIMENTI



PRIMER 3 cc

SENZA FLUORO Cod. JLSB3
CON FLUORO Cod. JLSB3F

1 Primer € 42,35

€ **27,53**

-35%

Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA EXTRA! SCONTO 3%
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** ita **o**

dal 16 al 31 luglio

FLOW TAIN™

LIGHT CURE FLOWABLE COMPOSITE

COMPOSITO FLUIDO FOTOPOLIMERIZZABILE



- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di retainers linguali e splints
- per la ritenzione di allineatori termoplastici
- per formare stop sugli archi
- per bondaggio indiretto su modelli in gesso o resina

DISPONIBILE IN DUE VISCOSITÀ

FLOW TAIN™

Kit MEDIA VISCOSITÀ

Contenuto del kit:
1 siringa da 1,5g
10 tips (19 gauge)

1 Kit € ~~46,75~~

Cod. JFT

€ **35,06**



FLOW TAIN™ LV

Kit BASSA VISCOSITÀ

Contenuto del kit:
1 siringa da 1,5g
10 tips (19 gauge)

1 Kit € ~~46,75~~

Cod. JFTLV

€ **35,06**



RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



COMPOSITO A BASSA ELASTICITÀ,
fluido ma che non scivola
la sostanza microfill lo rende
liscio simile al vetro



**ADATTO PER IL BONDAGGIO
DI ATTACHMENTS**
per bondare qualsiasi tipo
di attachments sul dente o crearli
con l'utilizzo delle forme
in silicone del sistema Minimold™



**ADATTO PER LA CREAZIONE
DI ATTACHMENTS**
per la ritenzione degli allineatori
e movimenti dentali.
Colorazione A2 (Vita Shade)



NESSUN FILAMENTO
grazie alle punte sottili l'applicazione è facile,
precisa e non lascia filamenti al termine dell'utilizzo



FLUORESCENTE ALLA LUCE UV
permette una veloce e accurata rimozione
del prodotto in eccesso.

VISCOSITÀ/DENSITÀ

ALTA	MEDIA	BASSA
L.C.R.™ Cod. JLRCR	FLOW TAIN™ Cod. JFT	FLOW TAIN™ LV Cod. JFTLV

PRODOTTO CONSIGLIATO

RELIANCE® ASSURE® PLUS

Il PRIMER consigliato con FLOW TAIN™
è Assure® Plus

Cod. JPLUS

UTILIZZABILE SU
QUALSIASI SUPERFICIE



Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA EXTRA! SCONTO **3%**
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** ita **o**

dal 16 al 31 luglio

® L.C.R.™

LIGHT CURE RETAINER ADHESIVE

ADESIVO PER RETAINER FOTOPOLIMERIZZABILE



- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

APPLICAZIONI CLINICHE

- Per bonding di retainer linguali
- Creazione di rialzi occlusali
- Ritenzione di allineatori termoplastici

SIRINGA 5 gr

Cod. JLCR

1 Siringa € 58,85

€ **40,61**

-31%

® **RELIANCE**®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



**ADESIVO DENSO,
VISCOSO, SPESSO**

ibrido, fluido con effetto liscio
simile al vetro



**ADATTO PER IL BONDAGGIO
DI ATTACHMENTS**

per bondare qualsiasi tipo
di attachments sul dente o crearli
con l'utilizzo delle forme
in silicone del sistema Minimold™



**ADATTO PER LA CREAZIONE
DI ATTACHMENTS**

per la ritenzione degli allineatori e
movimenti dentali. Maggiore durata
di un flow tradizionale. Colorazione
B1 (Vita Shade)



RESISTENTE E DURATURO

la speciale composizione lo rende più resistente
nel tempo rispetto ad altri adesivi fluidi

VISCOSITÀ/DENSITÀ

ALTA	MEDIA	BASSA
L.C.R.™ Cod. JLCR	FLOW TAIN™ Cod. JFT	FLOW TAIN™ LV Cod. JFTLV

PRODOTTO CONSIGLIATO

® **RELIANCE**® ASSURE® PLUS

Il PRIMER consigliato con L.C.R.™
è Assure® Plus

Cod. JPLUS

UTILIZZABILE SU
QUALSIASI SUPERFICIE



Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA EXTRA! SCONTO **3%**
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** itao

dal 16 al 31 luglio

® **ULTRA BAND LOK**®

LIGHT CURE COMPOMER BAND CEMENT

CEMENTO PER BANDE FOTOPOLIMERIZZABILE



APPLICAZIONI CLINICHE

- Cementazione di bande
- Realizzazione di rialzi occlusali
- Realizzazione di rialzi molari

SIRINGA da 5 gr
BLU SENZA FLUORO

Cod. JNFUBLBPP

1 Siringa € ~~51,15~~

€ 35,81



SIRINGA da 5 gr
NATURAL SENZA FLUORO

Cod. JNFUBLPP

1 Siringa € ~~51,15~~

€ 38,36



Versione con beccucci fini,
LUER-LOC, ideali per raggiungere
e applicare in maniera precisa
il prodotto sui molari.
Punte monopaziente, più igieniche
perché evitano la contaminazione
crociata.

SIRINGA LUER-LOC da 5 gr
+10 tips

BLU SENZA FLUORO

Cod. JNFLUBLBPP

1 Siringa € ~~62,70~~

€ 40,76



® **RELIANCE**®
ORTHODONTIC
PRODUCTS



**FACILE RIMOZIONE DEGLI
ECESSI QUANDO SI APPLICA
LA BANDA**

gli eccessi vengono rimossi
velocemente con un unico passaggio



**ADERISCE AL METALLO
PER UNA FACILE PULIZIA**

Facile pulizia dei molari perché
il prodotto si lega chimicamente
più al metallo della banda
che al dente



STESSA DUREZZA DELLO SMALTO

La consistenza del cemento è stata specificatamente
progettata per avere la stessa durezza dello smalto
dei denti evitando così di danneggiarli.



SIRINGA PRONTA ALL'USO
non richiede premixaggio



COLORAZIONE BLU INDICATA PER

CEMENTAZIONE DI BANDE

RIALZI MOLARI



COLORAZIONE NATURAL INDICATA PER

CEMENTAZIONE DI BANDE

RIALZI OCCLUSALI



Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA EXTRA! SCONTO **3%**
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** itao

dal 16 al 31 luglio

PERFECT A SMILE® PONTIC PAINT

RESINA FOTOPOLIMERIZZABILE

DA UTILIZZARE CON GLI ALLINEATORI

Resina fotopolimerizzabile traslucida ed elastica da utilizzare con gli allineatori come riempitivo nei casi di agenese.

Soluzione estetica, rapida ed economica, disponibile in diverse tonalità.


Compatibile con la maggior parte delle plastiche per aligners. Evita l'utilizzo di denti "flippers".



Colorazione (Vita Shade Guide References)	ID	Codice
A2		JPPA2
A3.5		JPPA35
B1		JPPB1
LIGHT		JPASL
MEDIUM		JPASM
D3		JPPD3
C4		JPPC4

PRENOTA LA TUA COLORAZIONE PER SETTEMBRE

VIDEO TUTORIAL
itao.it



1 Barattolo 4 gr € 69,30


€ 53,36 **-23%**



RELIANCE®
ORTHODONTIC PRODUCTS

3 FACILI STEPS:

- STEP 1** FORMARE IL DENTE SUL MODELLO
- STEP 2** SCEGLIERE LA COLORAZIONE
Individuare la colorazione della resina Perfect A Smile in base all'arcata dentaria utilizzando la scala colori Vita.
- STEP 3** PREPARARE L'ALIGNER
Utilizzare la resina scelta per riempire lo spazio nell'aligner tramite un pennellino microbrush fine.



Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itao.net.com

EXTRA EXTRA! **SCONTO 3%**
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** itaio

dal 16 al 31 luglio

ELASTICI INTRAORALI IN LATTICE / SENZA LATTICE



RELASTICS®

Prodotti da RELIANCE® in lattice naturale o senza lattice (solo forza 4.5 oz nelle misure 3/16", 1/4", 5/16"), garantiscono livelli di forza estremamente affidabili. Grazie all'alta elasticità conservano nel tempo la forza elastica originale e la massima resistenza alla rottura. Qualità elevata e taglio bordi netto e preciso.

Oltre alle forze tradizionali (2.5/4.5/6.5 oz), nella versione in lattice, sono disponibili anche con una forza intermedia pari a 3.5 oz (MEDIUM/GREEN).

- In lattice naturale o senza lattice
- Confezione monopaziente resistente alla luce e all'umidità
- Busta di alluminio sigillata e resistente alla luce
- Facile identificazione grazie al colore che identifica la forza e alla lettera che identifica la misura.

Confezionati in busta di alluminio sigillata e resistente alla luce, contenente 5000 pz: 50 bustine monopaziente da 100 elastici cad.



ID LETTERE E COLORI



LATTICE NATURALE
1 Conf. 5000 pz. € ~~53,90~~

€ **40,43** -25%

SENZA LATTICE
1 Conf. 5000 pz. € ~~58,00~~

€ **47,56** -18%

1/8" (3.2mm)

3/16" (4.8mm)

1/4" (6.4mm)

5/16" (7.9mm)

LATTICE NATURALE

LIGHT 2.5 oz (70,8gr)	LIGHT 2.5 OZ 70,8gr Cod. JEL18L	A RED	LIGHT 2.5 OZ 70,8gr Cod. JEL36L	B RED	LIGHT 2.5 OZ 70,8gr Cod. JEL14L	C RED	LIGHT 2.5 OZ 70,8gr Cod. JEL56L	D RED
MEDIUM 3.5 oz (99,2gr)	MEDIUM 3.5 OZ 99,2gr Cod. JEL18M	A GREEN	MEDIUM 3.5 OZ 99,2gr Cod. JEL36M	B GREEN	MEDIUM 3.5 OZ 99,2gr Cod. JEL14M	C GREEN	MEDIUM 3.5 OZ 99,2gr Cod. JEL56M	D GREEN
HEAVY 4.5 oz (127,6gr)	HEAVY 4.5 OZ 127,6gr Cod. JEL18H	A BLUE	HEAVY 4.5 OZ 127,6gr Cod. JEL36H	B BLUE	HEAVY 4.5 OZ 127,6gr Cod. JEL14H	C BLUE	HEAVY 4.5 OZ 127,6gr Cod. JEL56H	D BLUE
X HEAVY 6.5 oz (184,3gr)	X HEAVY 6.5 OZ 184,3gr Cod. JEL18X	A BLACK	X HEAVY 6.5 OZ 184,3gr Cod. JEL36X	B BLACK	X HEAVY 6.5 OZ 184,3gr Cod. JEL14X	C BLACK	X HEAVY 6.5 OZ 184,3gr Cod. JEL56X	D BLACK

SENZA LATTICE

HEAVY 4.5 oz (127,6gr)	HEAVY 4.5 OZ 127,6gr Cod. JNLEL36H	B BLUE	HEAVY 4.5 OZ 127,6gr Cod. JNLEL14H	C BLUE	HEAVY 4.5 OZ 127,6gr Cod. JNLEL56H	D BLUE
-------------------------------------	---	------------------	---	------------------	---	------------------

Il livello di forza si determina misurando la forza generata quando l'elastico viene allungato fino a tre volte il suo diametro di partenza.

Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA EXTRA! **SCONTO 3%**
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** ita **o**

dal 16 al 31 luglio

OCCHIELLI DIRECT BONDING

G&H ORTHODONTICS®
Quality Manufacturing, Exceptional Service.



- Base rotonda piatta
- Utili nelle trazioni di denti inclusi



Cod. JM006B-01-10

1 Conf. 10 pz. € ~~28,90~~

€ **21,68**



BOTTONI LINGUALI MINI

DIRECT BONDING

G&H ORTHODONTICS®
Quality Manufacturing, Exceptional Service.



- Base rotonda curva

Base Ø 3,3mm



Cod. JM021B-01-20

1 Conf. 20 pz. € ~~63,40~~

€ **47,55**



GANCI PER ESTRUSIONE

DIRECT BONDING

GESTENCO

- Base rotonda curva
- Utili nelle trazioni di denti inclusi



Cod. JCIB-00-03

1 Conf. 10 pz. € ~~38,50~~

€ **28,88**



VERSA-TIES™

LEGATURE IN STICK

- Alta elasticità
- Resistenti alle decolorazioni
- Diametro .120"
- Lo Stick può essere tagliato a metà per renderlo monopaziente ed evitare contaminazioni



ORTHODONTICS®
Quality Manufacturing, Exceptional Service.



Trasparente JVTCL46

Argento Metall. JVTSV46

Confezione da 1012 legature
(46 sticks da 22 legature cadauno)

1 Conf. 1012 pz. € ~~23,20~~

€ **16,24**



VISIERA PROTETTIVA



Visiera protettiva in policarbonato, spessore mm 0,375, con montatura ad incastro. Visiera con doppia pellicola protettiva. Pratica e leggera. Autoclavabile fino a 121°.

Montatura azzurra
Cod. 011.100.069

Conf. 1 montatura + 6 visiere
1 Conf. € ~~27,50~~

€ **16,50**



Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA



WhatsApp
378 3025975



051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA EXTRA! SCONTO **3%**
PAGAMENTO ANTICIPATO

Offerta **ESTATE** itaO

dal 16 al 31 luglio

RULLI DI COTONE

Rulli salivari non sterili, in puro cotone non clorinato a fibra lunga. Privi di cellulosa.

- Compattezza
- Morbidezza
- Elevato potere assorbente



Ø 8 mm (N° 1) Cod. 048.908.021

Ø 10 mm (N° 2) Cod. 048.908.022

Ø 12 mm (N° 3) Cod. 048.908.023

1 Conf. 300 gr. € 6,75

€ 3,24

-52%

PLAQUE AGENT®



COLLUTORIO PER IL CONTROLLO DELLA PLACCA SENZA ERITROSINA

- Colora di blu le placche dentali presenti
- Il gradevole sapore di chewing gum è apprezzato dai bambini e li motiva ad una migliore cura dentale
- La colorazione può essere rimossa senza problemi con un dentifricio per bambini
- Da usare prima della pulizia dei denti
- Applicazione: 1 - 2 volte al giorno 10 ml, risciacquare per ca. 30 secondi prima di spazzolare



Cod. 011.630.186



PRENOTALO PER SETTEMBRE

1 Conf. 250 ml
€ 11,60

€ 9,28

-20%

KIT IGIENE PREVENZIONE PRESTIGE



Pratica bustina in lino eco-friendly, contenente set completo per l'igiene quotidiana.

CONTENUTO DEL KIT: Spazzolino PRO - Cappuccio coprisetole - Puliscilingua Integratore PerioBalance - Twisted Floss - Dentifricio - Scovolino Soft Pick - Bustina Collutorio - Busta



Cod. 018.300.061

1 Kit € 22,66

€ 12,46

-45%

Il contenuto e la forma/colore della busta possono variare in base a quanto fornito dal produttore.

SCOVOLINI ANGLE™



Scovolino progettato per pulire gli spazi interdentali. Manico lungo e piatto per una presa stabile, testina angolata per un facile accesso tra i denti posteriori. Filo rivestito in plastica e punta arrotondata per sicurezza e comfort.



	misura filo	ISO	forma	codice
	0,9 mm	2	cilindrico	030.696.407
	1,3 mm	4	cilindrico	030.696.409
	1,6 mm	5	cilindrico	030.696.410

CONF. 10 BLISTERS DA 6 PEZZI

1 Conf. 60 pz. € 56,50

€ 37,86

-33%

Numero Verde
800 945025
PER ORDINI DA RETE FISSA

WhatsApp
378 3025975

051 6240560
ordini@itaonet.com

EXTRA! EXTRA! SCONTO 3%
PAGAMENTO ANTICIPATO