

## GOTO®

### LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZZABILE

COMPOSITO FOTO UNIVERSALE  
UTILIZZABILE CON QUALSIASI  
PRIMER

- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

#### APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di brackets e tubi
- fissaggio di retainers linguali
- bondaggio di tutti gli accessori in metallo, ceramica e composito
- creazione di attachments con il sistema Minimold™
- attachments per allineatori termoplastici

RELIANCE®  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



GOTO®  
SIRINGA 4 gr  
Cod. JGTP

1 Siringa € 53,80

€ 41,96

-22%

A RICHIESTA SCONTI  
SU QUANTITATIVI

051 6240560  
378 3025975

#### PRODOTTO CONSIGLIATO

RELIANCE® ASSURE® PLUS

Il PRIMER consigliato  
con GOTO®  
è Assure® Plus

VEDI pag. 95



GOTO® Color Change 1 Siringa € 60,80  
SIRINGA 4 gr  
Cod. JGTPCC

€ 44,99

-26%

## GOTO® Color Change

COLOR CHANGING LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE




ROSA PRIMA  
DELLA POLIMERIZZAZIONE  
TRASPARENTE DOPO  
LA POLIMERIZZAZIONE  
(prende il colore dello smalto)

#### DIRECT BONDING



NESSUN MOVIMENTO  
DELL'ATTACCO



FACILE RIMOZIONE  
DEGLI ACCESSI



FLUORESCENTE  
ALLA LUCE UV




BONDAGGIO PULITO  
E SICURO

#### DIGITAL INDIRECT BONDING (DIB)



ADESIVO AD ALTA VISIBILITÀ IDEALE PER DIB



DOPO LA POLIMERIZZAZIONE, L'ADESIVO HA LA STESSA  
COLORAZIONE DEL DENTE



## GOTO®

**RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS




**VISCOSITÀ E TENUTA IDEALI**  
nessun movimento dell'attacco  
sul dente (si possono posizionare  
4-5 attacchi prima di polimerizzare)




**PASTA TRASLUCIDA**  
completamente trasparente  
assume il colore del dente sottostante



**FACILE RIMOZIONE DEGLI ECCESSI**  
gli eccessi vengono rimossi  
velocemente con un unico passaggio




**FLUORESCENTE ALLA LUCE UV**  
per una facile e accurata rimozione  
della pasta in eccesso. Illuminando  
la superficie del dente con  
una lampada UV dopo il bonding  
(o dopo il debonding), la pasta  
in eccesso rimasta sul dente può  
essere facilmente rimossa per  
garantire la completa pulizia



**COMPOSITO FOTO UNIVERSALE**  
Utilizzabile con qualsiasi primer



**ADATTO PER IL BONDAGGIO  
DI ATTACHMENTS**  
per bondare qualsiasi tipo  
di attachments sul dente o crearli  
con l'utilizzo delle forme  
in silicone del sistema Minimold™



**VISCOSITÀ IDEALE  
PER CONSENTIRE  
IL PRECARICO  
DI TRAYS**  
per la realizzazione  
di attachments

## ASSURE® PLUS

### ALL SURFACE BONDING RESIN

PRIMER UNIVERSALE

UTILIZZABILE SU QUALSIASI SUPERFICIE



**RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS

- UNICO PRODOTTO PER TUTTE LE SUPERFICI  
smalto normale, atipico, bagnato o leggermente  
contaminato
- UTILIZZABILE SENZA PRIMER  
AGGIUNTIVO
- ELIMINA UMIDITÀ E CONTAMINAZIONE  
aumentando l'adesione dei brackets  
su tutte le superfici
- UTILIZZABILE CON QUALSIASI  
ADESIVO FOTOPOLIMERIZZABILE

FLACONE 6 ml

Cod. JPLUS

1 Flacone € 181,80

**€ 139,99** **-23%**



UN OMAGGIO PER I TUOI ACQUISTI



Per ordini da € 450,00 e da € 990,00 INFO PAG.3

## Ⓡ LIGHT BOND®

**Ⓡ RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



### LIGHT CURE BRACKET ADHESIVE

ADESIVO ORTODONTICO FOTOPOLIMERIZZABILE

Composito a consistente viscosità con ottime proprietà di adesione, adatto a tutti i tipi di attacchi ortodontici. Facilmente asportabile dalle superfici dentali. Gli archi possono essere posizionati immediatamente dopo la polimerizzazione dei brackets.

#### APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di brackets e tubi
- bondaggio intraorale di attacchi in metallo, ceramica o composito
- bondaggio indiretto su modelli in gesso o resina



#### KIT 4 SIRINGHE

Contenuto:  
4 siringhe da 5 gr cad.  
6 cc primer (2 flaconi da 3cc/cad.)  
23 gr di mordenzante liquido  
Accessori a corredo - Istruzioni per l'uso

SENZA FLUORO Cod. JLBEP

1 Kit € ~~256,00~~

€ **168,96**

**-34%**

#### RIFORNIMENTI



SIRINGA 5 gr

SENZA FLUORO Cod. JLBPP

CON FLUORO Cod. JLBPPF

1 Siringa € ~~59,95~~

€ **41,97**

**-30%**

#### RIFORNIMENTI



PRIMER 3 cc

SENZA FLUORO Cod. JLB33

CON FLUORO Cod. JLB33F

1 Primer € ~~44,40~~

€ **33,30**

**-25%**

**RELY A BOND®**



**No MIX BRACKET ADHESIVE**

ADESIVO ORTODONTICO AUTOPOLIMERIZZABILE

Composito con proprietà di adesione ottimale, che non richiede miscelazione, adatto a tutti i tipi di brackets. Durante il trattamento rilascia fluoro ed è facilmente asportabile dalle superfici dentali.

**APPLICAZIONI CLINICHE**

- bondaggio di brackets e tubi
- bondaggio intraorale di attacchi (metallo, ceramica o composito)



**Kit 4 SIRINGHE**

Contenuto:  
4 siringhe da 3,5 gr cad.  
16 gr primer  
9 gr di mordenzante liquido  
Accessori a corredo - Istruzioni per l'uso

Cod. JRPF

1 Kit € ~~256,30~~

**€ 171,72** **-33%**

**RIFORNIMENTI**



SIRINGA 3,5 gr

Cod. J1RPP

1 Siringa € ~~39,80~~

**€ 25,87** **-35%**

**RIFORNIMENTI**



PRIMER 16 gr

Cod. JRPRF

1 Primer € ~~105,00~~

**€ 85,05** **-19%**

## Ⓜ FLOW TAIN™

### LIGHT CURE FLOWABLE COMPOSITE

COMPOSITO FLUIDO FOTOPOLIMERIZZABILE



- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

#### APPLICAZIONI CLINICHE

- bondaggio di retainers linguali e splints
- per la ritenzione di allineatori termoplastici
- per formare stop sugli archi
- per bondaggio indiretto su modelli in gesso o resina

DISPONIBILE IN DUE VISCOSITÀ

FLOW TAIN™

#### Kit MEDIA VISCOSITÀ

Contenuto del kit:  
1 siringa da 1,5g  
10 tips (19 gauge)

1 Kit € ~~50,50~~

Cod. JFT

€ **39,89**

**-21%**

FLOW TAIN™ LV

#### Kit BASSA VISCOSITÀ

Contenuto del kit:  
1 siringa da 1,5g  
10 tips (19 gauge)

1 Kit € ~~50,50~~

Cod. JFTLV

€ **39,89**

**-21%**

Ⓜ **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



COMPOSITO  
A BASSA ELASTICITÀ,  
fluido ma che non scivola  
la sostanza microfill lo rende  
liscio simile al vetro



ADATTO PER IL BONDAGGIO  
DI ATTACHMENTS

per bondare qualsiasi tipo  
di attachments sul dente o crearli  
con l'utilizzo delle forme  
in silicone del sistema Minimold™



ADATTO PER LA CREAZIONE  
DI ATTACHMENTS

per la ritenzione degli allineatori  
e movimenti dentali.  
Colorazione A2 (Vita Shade)



NESSUN FILAMENTO

grazie alle punte sottili l'applicazione è facile,  
precisa e non lascia filamenti al termine dell'utilizzo



FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

permette una veloce e accurata rimozione  
del prodotto in eccesso.

#### VISCOSITÀ/DENSITÀ

ALTA	MEDIA	BASSA
L.C.R.™ Cod. JLCR	FLOW TAIN™ Cod. JFT	FLOW TAIN™ LV Cod. JFTLV

#### PRODOTTO CONSIGLIATO

Ⓜ **RELIANCE® ASSURE® PLUS**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS

Il PRIMER consigliato con FLOW TAIN™  
è Assure® Plus

Cod. JPLUS

UTILIZZABILE SU  
QUALSIASI SUPERFICIE

VEDI pag. 95



**L.C.R.™**

**LIGHT CURE RETAINER ADHESIVE**

ADESIVO PER RETAINER FOTOPOLIMERIZZABILE



- FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

**APPLICAZIONI CLINICHE**

- Per bonding di retainer linguali
- Creazione di rialzi occlusali
- Ritenzione di allineatori termoplastici

SIRINGA 5 gr

Cod. JLCR

1 Siringa € ~~61,00~~

**€ 42,70** **-30%**

**RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



**ADESIVO DENSO, VISCOSO, SPESSO**

ibrido, fluido con effetto liscio simile al vetro



**ADATTO PER IL BONDAGGIO DI ATTACHMENTS**

per bondare qualsiasi tipo di attachments sul dente o crearli con l'utilizzo delle forme in silicone del sistema Minimold™



**ADATTO PER LA CREAZIONE DI ATTACHMENTS**

per la ritenzione degli allineatori e movimenti dentali. Maggiore durata di un flow tradizionale. Colorazione B1 (Vita Shade)



**RESISTENTE E DURATURO**

la speciale composizione lo rende più resistente nel tempo rispetto ad altri adesivi fluidi

**VISCOSITÀ/DENSITÀ**

ALTA	MEDIA	BASSA
L.C.R.™ Cod. JLCR	FLOW TAIN™ Cod. JFT	FLOW TAIN™LV Cod. JFTLV

**PRODOTTO CONSIGLIATO**

**RELIANCE® ASSURE® PLUS**

Il PRIMER consigliato con L.C.R.™ è Assure® Plus

Cod. JPLUS

UTILIZZABILE SU QUALSIASI SUPERFICIE

VEDI pag. 95



**FILI PER RETAINER**



VEDI pag. 70-71



**FINO A -40%**



**TRASPORTO GRATUITO**  
PER ORDINI SUP. 200€ (AL NETTO IVA E SCONTI)



**SCONTO 3%** PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO

## Ⓜ PORCELAIN CONDITIONER

Ⓜ RELIANCE®  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



### FOR BONDING TO CERAMIC CROWNS

PRIMER PER PORCELLANA

#### APPLICAZIONI CLINICHE

- Per aumentare l'adesione dei brackets su porcellana, zirconia e disilicato di litio
- Si consiglia l'utilizzo con il Primer Assure Plus



FLACONE da 8 CC  
Cod. JPO



1 Flacone € ~~48,30~~

€ **32,84**

**-32%**

## Ⓜ L.E.D. PRO SEAL®

Ⓜ RELIANCE®  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



### LIGHT CURE HIGHLY FILLED SEALANT

SIGILLANTE FOTOPOLIMERIZZABILE PER LA PROTEZIONE DELLO SMALTO

Sigillante fotopolimerizzabile per la protezione dello smalto per tutta la durata della cura. Crea una superficie dura e liscia che protegge lo smalto e previene la decalcificazione.

- fluorescente alla luce UV per un facile monitoraggio della copertura
- resistente all'abrasione dello spazzolino
- può essere utilizzato con qualsiasi lampada fotopolimerizzatrice
- protezione duratura nel tempo

#### APPLICAZIONI CLINICHE

- Protezione dello smalto
- Ideale su pazienti con problemi di igiene
- Può essere applicato sotto i brackets come un primer o intorno agli attacchi

FLACONE da 6 ml

Cod. JLEDPRO

Disponibile solo su prenotazione  
(tempi min. 15 gg. lav.)



FLUORESCENTE ALLA LUCE UV



1 Flacone € ~~142,00~~

€ **99,40**

**-30%**



## Ⓡ PORCH ETCH™

### PORCELAIN ETCHING AGENT WHIT BARRIER GEL

MORDENZANTE PER PORCELLANA

Agente a base di acido fluoridrico (4%) che penetra nelle superfici di porcellana creando microritenzioni.  
Prepara le superfici in porcellana per l'applicazione del Porcelain Conditioner.

Ⓡ **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC PRODUCTS



KIT  
1 FLACONE da 7 gr PORC-ETCH™ +  
1 FLACONE da 3 ml GEL PROTETTORE  
delle gengive e tessuti molli

Cod. JPOE

Disponibile solo su prenotazione  
(tempi min. 15 gg. lav.)

**PRODOTTI CONSIGLIATI** Ⓡ **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC PRODUCTS

ASSURE™ PLUS



PORCELAIN  
CONDITIONER



VEDI pag. 95

VEDI pag. 100

1 Kit € ~~42,70~~

€ **29,89**

**-30%**

## Ⓡ GEL ETCHANT

### MORDENZANTE GEL

Colore verde per un visibile contrasto.  
Viscosità media, ideale per la maggior parte delle applicazioni.  
37% acido fosforico.

SIRINGA GEL  
da 6,5 gr colore verde  
inclusi 20 beccucci

1 Siringa € ~~27,60~~

Cod. JEGSS

€ **20,70**

**-25%**

Ⓡ **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC PRODUCTS



## Ⓡ LIQUID ETCHANT

### MORDENZANTE LIQUIDO

Colore verde per un visibile contrasto.  
Viscosità media, ideale per la maggior parte delle applicazioni.  
37% acido fosforico.

FLACONE LIQUIDO  
da 9 gr colore verde chiaro

1 Flacone € ~~30,50~~

Cod. JEL9

€ **21,05**

**-31%**

Ⓡ **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC PRODUCTS



UN OMAGGIO PER I TUOI ACQUISTI



Per ordini da € 450,00 e da € 990,00 INFO PAG.3

## Ⓡ BOND ALIGNER®

### LIGHT CURE ALIGNER ADHESIVE

ADESIVO FOTOPOLIMERIZZABILE  
PER BONDARE ATTACCHI SU ALLINEATORI



#### APPLICAZIONI CLINICHE

- Per formare bottoni o ganci sugli allineatori
- Per fissare attachments in metallo, ceramica o plastica direttamente sull'aligner

SIRINGA da 1,4 gr  
+ 10 tips (19 gauge)

Cod. JBA

1 Siringa € 88,20

**€ 70,56** **-20%**

### PRODOTTO CONSIGLIATO

Forma bottoni tecnica Mini-Mold



VEDI pag. 39


Ⓡ **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



- PER BONDARE QUALSIASI BOTTONE O GANCIO SU TUTTI I MATERIALI TERMOPLASTICI PER ALLINEATORI



- FISSAGGIO DI Bottoni O GANCI DIRETTAMENTE SULL'ALIGNER SENZA DISPERSIONE DI FORZE



STESSA ELASTICITÀ DEGLI ALIGNERS  
si adatta alle distorsioni degli allineatori



TRASPARENTE A VISCOSITÀ MEDIA




NON NECESSITA PREPARAZIONE DELL'ALIGNER,  
primer o mordenzatura

1 - APPLICARE L'ADESIVO  
SULLA BASE



2 - POSIZIONARE  
SULL'ALLINEATORE



3 - FOTOPOLIMERIZZARE



RISULTATO FINALE



## PERFECT A SMILE<sup>®</sup> PONTIC PAINT

### RESINA FOTOPOLIMERIZZABILE

DA UTILIZZARE CON GLI ALLINEATORI


Resina fotopolimerizzabile traslucida ed elastica da utilizzare con gli allineatori come riempitivo nei casi di ageniesi. Soluzione estetica, rapida ed economica, disponibile in diverse tonalità.

Compatibile con la maggior parte delle plastiche per aligners. Evita l'utilizzo di denti "flippers".



Colorazione (Vita Shade Guide References)	ID	Codice
A2		JPPA2
A3.5		JPPA35
B1		JPPB1
LIGHT		JPASL
MEDIUM		JPASM
D3		JPPD3
C4		JPPC4

Articoli con codice rosso disponibili solo su prenotazione (tempi min. 15 gg. lav.)



1 Barattolo 4 gr € ~~72,70~~

€ **55,98**

**-23%**

3 FACILI STEPS:

**STEP 1** FORMARE IL DENTE SUL MODELLO

**STEP 2** SCEGLIERE LA COLORAZIONE

Individuare la colorazione della resina Perfect A Smile in base all'arcata dentaria utilizzando la scala colori Vita.

**STEP 3** PREPARARE L'ALIGNER

Utilizzare la resina scelta per riempire lo spazio nell'aligner tramite un pennellino microbrush fine.



VIDEO  
TUTORIAL  
itao.it



**T.K.O.®**

## MULTI-PURPOSE COMPOSITE

GEL COMPOSITO MULTIUSO FOTOPOLIMERIZZABILE



FLUORESCENTE ALLA LUCE UV

- ✓ **VISCOSITÀ IDEALE PER DIVERSE APPLICAZIONI**  
Composito ad alta scorrevolezza, resistente e con viscosità adatta sia per applicazioni da laboratorio sia da studio.
- ✓ **PASTA RESISTENTE CON MODESTA FLESSIBILITÀ**  
ad impatto morbido, ideale per il comfort del paziente.
- ✓ **DOSAGGIO PRECISO E CONTROLLATO**  
grazie agli speciali beccucci.
- ✓ **FLUORESCENTE ALLA LUCE UV**  
permette una veloce e accurata rimozione del prodotto in eccesso.
- ✓ **TONALITÀ ROSA**  
Favorisce il posizionamento, la rimozione e la pulizia del composito. Stessa tonalità degli apparecchi in acrilico.
- ✓ **TONALITÀ TRASPARENTE**  
Per la massima estetica



SIRINGA da 3,4 gr  
+ 5 tips

ROSA Cod. JTKOP  
TRASPARENTE Cod. JTKOC


1 Siringa € ~~43,60~~

**€ 32,70** **-25%**

**RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS




### APPLICAZIONI CLINICHE LABORATORIO



- RIPARAZIONE APPARECCHI IN ACRILICO

VIDEO  
TUTORIAL  
itao.it



- APPLICAZIONI BLOCK OUT DA LABORATORIO



### APPLICAZIONI CLINICHE STUDIO




- RIALZI MOLARI per aprire il morso posteriore

VIDEO  
TUTORIAL  
itao.it



- RIALZI OCCLUSALI per aprire il morso profondo



**ULTRA BAND LOK®**

**LIGHT CURE COMPOMER BAND CEMENT**

CEMENTO PER BANDE FOTOPOLIMERIZZABILE



**APPLICAZIONI CLINICHE**

- Cementazione di bande
- Realizzazione di rialzi occlusali
- Realizzazione di rialzi molari

SIRINGA da 5 gr

**BLU SENZA FLUORO** Cod. JNFUBLBPP

**BLU CON FLUORO** Cod. JUBLBPP

1 Siringa € 53,30

**€ 39,97 -25%**

**A RICHIESTA SCONTI SU QUANTITATIVI** ☎ 051 6240560  
 📱 378 3025975

SIRINGA da 5 gr

**NATURAL SENZA FLUORO** Cod. JNFUBLPP

1 Siringa € 53,30

**€ 43,17 -19%**

Versione con beccucci fini, **LUER-LOC**, ideali per raggiungere e applicare in maniera precisa il prodotto sui molari. Punta monopaziente, più igieniche perché evitano la contaminazione crociata.



SIRINGA LUER-LOC da 5 gr  
 +10 tips

**BLU SENZA FLUORO** Cod. JNFLBLBPP

1 Siringa € 65,80

**€ 46,06 -30%**



**FACILE RIMOZIONE DEGLI ECCESSI QUANDO SI APPLICA LA BANDA**

gli eccessi vengono rimossi velocemente con un unico passaggio



**ADERISCE AL METALLO PER UNA FACILE PULIZIA**

Facile pulizia dei molari perché il prodotto si lega chimicamente più al metallo della banda che al dente



**STESSA DUREZZA DELLO SMALTO**

La consistenza del cemento è stata specificatamente progettata per avere la stessa durezza dello smalto dei denti evitando così di danneggiarli.



**SIRINGA PRONTA ALL'USO**  
 non richiede premixaggio



**COLORAZIONE BLU INDICATA PER**

CEMENTAZIONE DI BANDE



RIALZI MOLARI



**COLORAZIONE NATURAL INDICATA PER**

CEMENTAZIONE DI BANDE



RIALZI OCCLUSALI



**TRASPORTO GRATUITO**  
 PER ORDINI SUP. 200€ (AL NETTO IVA E SCONTI)



**SCONTO 3%** PAGAMENTO BONIFICO ANTICIPATO

## GLASSLOK™

### HYDROPHILIC POWDER/LIQUID CEMENT

CEMENTO VETROIONOMERICO PER BANDE



#### STARTER KIT

Contenuto:  
15 gr polvere  
15 cc liquido (colorazione blu)  
Spatole  
Misurino  
Pad di miscelazione  
Istruzioni per l'uso



Cod. **JGLSB**

1 Kit € ~~265,00~~

**€ 177,55** **-33%**

#### RIFORMIMENTI



POLVERE 15 gr

Cod. **JGLP15**

1 Flacone € ~~135,00~~

**€ 90,45** **-33%**



LIQUIDO 15 cc  
colorazione blu

Cod. **JGLL15B**

1 Flacone € ~~149,00~~

**€ 99,83** **-33%**

Articoli con codice rosso disponibili solo su prenotazione (tempi min. 15 gg. lav.)

**RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



ADERISCE AL METALLO  
DURANTE LA RIMOZIONE  
rendendo più facile e veloce  
la pulizia



MISCELA POLVERE/LIQUIDO

DUAL CURE  
attivazione chimica o con luce



MISCELA LISCIA E CONSISTENTE

COLORAZIONE BLU



ADESIONE SICURA A TUTTI I TIPI DI BANDE  
ORTODONTICHE



ADERISCE IN CAMPI FORTEMENTE CONTAMINATI  
(saliva, sangue o acqua)




ELEVATA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE  
E ALLA TRAZIONE



CONTIENE FLUORO

### PRODOTTO CONSIGLIATO

Piastre in vetro per cemento



VEDI pag. 220

## MICRO APPLICATORI



Ideali per l'applicazione di adesivi liquidi o gel.

- Parte terminale orientabile
- Punta non assorbente che riduce lo spreco
- Lunghezza totale 100 mm



Punta fine  
Cod. 002.8620.04

Punta regular  
Cod. 002.8621.02

1 Conf. 100 pz. € ~~7,50~~

**€ 4,95**

**-34%**

## KIT PENNELLINI



PER COMPOSITO

- Kit in scatola deluxe composto da:
- 6 manici per pennellini composito
  - 100 pennelli bianchi extra fini
  - 100 pennelli bianchi fini
  - 100 pennelli neri extra fini
  - 100 pennelli neri fini

Misure 117 x p14 x h 4 cm

Cod. 011.100.136



€ ~~44,00~~

**€ 37,40**

**-15%**

## BLOCCHETTI PER IMPASTO



In carta plastificata con fondo antisdrucchiolo.



A) Misura 5x5 cm  
100 fogli cad.  
Cod. 011.200.073

1 Conf. 6 pz. € ~~16,50~~

**€ 13,86**

**-16%**

B) Misura 10x10 cm  
100 fogli cad.  
Cod. 011.200.075

1 Conf. 6 pz. € ~~28,50~~

**€ 23,94**

**-16%**


C) Misura 12x18 cm  
100 fogli cad.  
Cod. 011.200.077

1 Conf. 6 pz. € ~~28,00~~

**€ 23,52**

**-16%**

## ACCESSORI PER MISCELAZIONE



A) Pozzetto monouso  
per miscelazione  
Cod. 011.200.010

1 Conf. 50 pz. € ~~9,50~~

**€ 8,08**

**-15%**

B) Spatolina monouso  
per miscelazione  
Cod. 011.200.011

1 Conf. 100 pz. € ~~13,00~~

**€ 11,05**

**-15%**

C) Spatola in poliamide  
per cementi, resine  
acriliche e paste.  
Autoclavabile  
Cod. 011.200.024

1 Conf. 100 pz. € ~~29,00~~

**€ 24,65**

**-15%**

